



35°C



36°C



37°C



38°C



39°C



40°C

LV

Maria Forehead Thermometer Strip Pieres termometrs – strēmele Jūsu ķermeņa temperatūras indikators

Maria Forehead pieres termometrs – strēmele ir paredzēts, lai izmērītu ķermeņa aptuveno temperatūru. Ideāli piemērots maziem bērniem.

Satveriet **Maria Forehead** pieres termometru – strēmeli aiz abiem galiem un turiet cieši piespiestu pie sausas pieres 15 sekundes, nepieskaroties digitālajam indikatoram. Kad termometra indikatora krāsas ir pārstājušas mainīties, nolaset rezultātu, turot termometru uz pieres.

Iedaļa, kura būs nomainījies uz zaļu krāsu, norādīs pareizo ķermeņa temperatūru.

Izmantojiet **Maria Forehead** pieres termometru- strēmeli istabas temperatūrā.

Nemēriet temperatūru vismaz 30 minūtes pēc ēšanas, dzeršanas vai vingrošanas, kā arī uzreiz pēc ieešanas iekšelpās no ielas.

Maria Forehead ir jānoslauka ar mīkstu drāniņu un jāuzglabā kastē tālu no karstuma avotiem. Sargāt no tiešiem saules stariem.

VIENMĒR KONSULTĒJĪETIES AR SAVU ĀRSTU, JA JUMS IR PAAUGSTINĀTA TEMPERATŪRA.

LT

Maria Forehead Thermometer Strip Maria kaktos termometro juosta Jūsų kūno temperatūros indikatorius

Maria Kaktos termometro juosta uzdedama ant kaktos, kad būtų galima išmatuoti apytikslę kūno temperatūrą. Idealiai tinka mažiems vaikams.

Laikykite **Maria kaktos termometro juostelę** abiejuose galuose, neliesdami temperatūros indikatoriaus, ir 15 sekundžių prispauskite prie sausus, švarios kaktos. Kai termometro juostos temperatūros indikatoriaus spalvos nustoja keistis, galite perskaityti rezultatą. Juostelė, pakeitusi spalvą į žalią, nurodys teisingą kūno temperatūrą.

Naudokite **Maria kaktos** termometro juostą kambario temperatūroje.

Negalima matuoti temperatūros bent 30 minučių po valgio, gėrimo ar mankštos ar iškart po to, kai užeiniate iš lauko.

Maria kaktos termometro juostą reikia nuvalyti minkštu skudurėliu ir laikyti dėžutėje nuo karščio. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.

VISADA KONSULTUOKITĖS SU GYDYTOJU, JEI PADIDĖJO KŪNO TEMPERATŪRA

EE

Maria Forehead Thermometer Strip Lauba ribatermomeeter Kehatempatuuri indikaator

Maria Forehead termomeetri riba pannakse laubale ligikaudse kehatempatuuri mõõtmiseks. Ideaalne väikelastele.

Hoidke **Maria Forehead** termomeetrit mõlemast otsast nii, et te ei puuduta digitaalset indikaatorit ja suruge riba 15 sekundiks vastu kuiva, puhast otsaesist. Lugege termomeetri näit, eemaldamata riba otsaesiselt. Kui termomeetri digitaalse indikaatori värvitriibud on lakanud muutumast, saate tulemust lugeda. Lahter, mille värvus on muutunud roheliseks, näitab kehatempatuuri.

Kasutage **Maria Forehead** riba toatemperatuuril.

Ärge mõõtkte temperatuuri 30 minutit pärast söömist, joomist või võimlemist ega kohe pärast tänavalt ruumidesse sisenemist.

Maria **Forehead** riba tuleb pehme lapiga puhtaks pühkida ja hoida eemal kuumusest. Kaitsta otsese päikesevalguse eest.

KUI KEHATEMPERATUUR ON KÕRGE, KONSULTEERIGE ARSTIGA!

ENG

Maria Forehead Thermometer Strip Your body temperature indicator

Maria Forehead thermometer strip is applied to the forehead to measure the approximate body temperature. Ideal for young children.

Hold the **Maria Forehead** thermometer strip at both ends without touching the temperature indicator and press against a dry, clean forehead for 15 seconds. Read **Maria Forehead** without removing the strip from your forehead. When the colors of the temperature indicator of the thermometer strip have stopped changing, you can read the result. The cell that has changed its color to green will indicate the correct body temperature.

Use the **Maria Forehead** thermometer strip at room temperature.

Do not measure temperature for at least 30 minutes after eating, drinking or exercising, or immediately after coming in from outdoors.

The **Maria Forehead** thermometer strip should be wiped clean with a soft cloth and stored in a box away from heat. Protect from direct sunlight.

ALWAYS CONSULT YOUR DOCTOR IF YOU HAVE AN INCREASED BODY TEMPERATURE

RUS

Maria Forehead Thermometer Strip Налобный термометр-полоска Индикатор температуры вашего тела

Maria Forehead термометр - полоска прикладывается ко лбу для измерения примерной температуры тела. Идеально подходит для маленьких детей.

Придерживайте термометр - полоску **Maria Forehead** за оба конца по краям, не касаясь цифрового индикатора и прижимайте к сухому, чистому лбу в течение 15 секунд. Прочтите показания **Maria Forehead**, не убирая полоску со лба. Когда цвета цифрового индикатора термометра - полоски перестали изменяться, можете считать результат. Ячейка, которая изменила свой цвет на зелёный, будет означать правильную температуру тела.

Используйте термометр - полоску **Maria Forehead** при комнатной температуре.

Не измеряйте температуру в течение, как минимум, 30 минут после приема пищи, питья или занятия физкультурой, или сразу после входа в помещение с улицы.

Термометр - полоску **Maria Forehead** следует протирать мягкой тканью и хранить ее в коробке вдалеке от источника тепла. Беречь от попадания прямых солнечных лучей.

ВСЕГДА КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СВОИМ ВРАЧОМ, ЕСЛИ У ВАС ПОВЫШЕННАЯ ТЕМПЕРАТУРА

Made in/ Ražots/Pagaminta/ Toodetud/Произведено в - China/Кĭnā/ Kinijoje/ Hiina/Китае

Distributor/ Izplatītājs/ Platintojas/ Распространитель

SIA ELVIM, Kurzemes prospect, 3G, Riga, Latvia, LV -1067

LV tel.: + 371 67808440 www.marialine.lv

LT tel.: + 37052498854 www.marialine.lt

EE tel.: + 3725076410 www.marialine.ee